

各社口腔内スキャナーからのご依頼方法 2020.01

口腔内スキャナー（IOS）からのデータで補綴物の製作を承ります！




Dentsply Sirona CEREC Primescan/Omniscam

シロナコネクトでの送受信が可能なので、シロナコネクトにログインの上、「株式会社シケン」でラボ検索を行い、お気に入りラボ登録設定を行ってください、その後データを送信してください。
シロナコネクト設定や操作の詳細についてはCERECサポート担当の方までお問い合わせください。



3M True Definition

3Mジャパン社のご担当の方へ「株式会社シケン」で送信先追加のご依頼を行ってください。3Mコネクトセンターと接続完了後データを送信してください。



3shape Trios

3shape Communicate（Web発注）での送受信が可能なので、Trios販売業者のご担当の方へ、アカウント名「shiken1」で送信先追加のご依頼を行ってください。株式会社シケン宛にリクエストを送って頂きましたらリクエスト承認致しますので、コネクト接続完了後データを送信してください。
コネクト接続設定や操作の詳細についてはTrios販売業者のサポート担当の方までお問い合わせください。



YOSHIDA Trophy

トロフィーコネクト（Web発注）での送受信が可能なので、ヨシダ社ご担当の方へ「株式会社シケン」で送信先追加のご依頼を行ってください。トロフィーコネクト接続完了後データを送信してください。
また、採得された口腔内データはDCMファイルに変換して、メール添付（digital@shiken.biz）の上送信していただくことも可能です。**※STLファイルではカラー情報が含まれない為、DCMファイルでの送信を推奨いたします。**
コネクト接続設定や操作の詳細についてはTrophyサポート担当の方までお問い合わせください。



YOSHIDA コエックスi500

Medit Link（Web発注）での送受信が可能なので、アカウント名「株式会社シケン高松技工所」でパートナー検索を行ってください。株式会社シケン宛にリクエストを送って頂きましたらリクエスト承認致しますので、コネクト接続完了後データを送信してください。
また、採得された口腔内データは、メール添付（digital@shiken.biz）の上送信していただくことも可能です。**※STLファイルではカラー情報が含まれない為、PLYファイルでの送信を推奨いたします。**
コネクト接続設定や操作の詳細についてはヨシダ社サポート担当の方までお問い合わせください。

お問合せ

〒773-0009 徳島県小松島市芝生町字西居屋敷55番地1
TEL | 0885-32-2000 FAX | 0885-32-8634 HP | <http://www.shiken-jp.com>
デジタル・インプラントセクション | 営業担当



口腔内スキャナー（IOS）からのデータで補綴物の製作を承ります！



Align iTero

マイアイテロ（Web発注）での送受信が可能なので、アライン社ご担当の方へ「株式会社シケン」で送信先追加のご依頼を行ってください。補綴モード設定及びコネクト接続完了後、送信先では英語表記となっています「SHIKEN CORPORATION」を選択してデータを送信してください。

※補綴モード設定がお済でないiTeroユーザー様はアライン社への手配が別途必要になります。

また、採得された口腔内データはSTLファイルに変換して、メール添付（digital@shiken.biz）の上送信していただくことも可能です。

コネクト接続設定や操作方法、口腔内データのエキスポートやSTLデータへの変換方法の詳細については、iTeroサポート担当の方までお問い合わせください。

その他の口腔内スキャナー

採得された口腔内データ（DCM・STLファイルなど）をまとめてZIP圧縮していただき、メール添付（digital@shiken.biz）の上送信してください。

口腔内データのエキスポートやSTLデータへの変換方法など詳細については、それぞれのメーカーまたは販売業者のご担当者にお問い合わせください。

指示書は専用のシケンIOSオーダーシートをご利用ください。（別紙記入方法及び記入例参照）

その他、お気軽にご相談ください

シケンへのデータ発注、ダイレクトスキャンの導入をご検討の歯科医院さま、詳しく知りたい方や少しでも興味があるといった方も、下記QRコード（お問合せフォーム）または電話でお気軽にご相談ください



シケン製品についてのご質問・ご相談は、電話・メールでお問合せいただけます

TEL 0885-32-2000

受付時間9:00~17:00

※土日・祝日・弊社規定の休業日を除きます。

FAX 0885-32-8634